

DIRECTIONS FOR USE	EN
--------------------	----

Plastic pipettes

Intended use

Device for delivering small quantities of liquid into root canal or pulp chamber during endodontic or restorative treatment.

Properties

Flexible and translucent plastic pipette for the delivering of small quantities of liquid (drop by drop).

The different color-coded rings allow to identify the liquid contained in each pipette if several of them are used simultaneously.

Direction for Use

The liquid to be delivered is sucked by the pump part of the pipette previously pressurized manually. The liquid is then delivered to the root canal anatomy / pulp chamber at the outlet of the pipette's fine tip. The dosing/expelling of the liquid is done by generating pressure on the pump part of the pipette.

Compatible delivery solutions

The components of the pipette have good compatibility properties with a large range of liquids. The following liquids have been validated for safe use with this pipette: orange oil solvent, eucalyptol solvent, EDTA 17%, Sodium hypochlorite up to 6%, chlorhexidine 2%, distilled water.

Adverse reactions and contraindications

None known.

Precautions and warning

The plastic pipette is a single-use device. Do not reuse it in order to avoid cross-contamination between different patients/liquid or degradation of the product.

Do not disconnect the individual parts of the pipette. Do not use in case of leakage.

Orange oil solvent and eucalyptol solvent should not be stored in the pipette for longer than 10 minutes.

Do not sterilise before use. There is no need of disinfection before use.

Storage

Keep away from direct light. Store at room temperature.

Shelf life

5 years. Do not use the product after the expiry date.

Disposal

Discard each pipette as per local regulation.

Packaging description

	REF
Box of 5 plastic pipettes 0,3ml	11750
Box of 25 plastic pipettes 0,3ml	11754
Box of 5 plastic pipettes 1 ml	11752
Box of 25 plastic pipettes 1 ml	11757
For dental professional use. Made in Switzerland.	

MODE D'EMPLOI	FR
---------------	----

Pipettes plastiques

Indication

Dispositif permettant de délivrer de petites quantités de liquide dans le canal radiculaire ou la chambre pulpaire pendant un traitement endodontique ou de restauration.

Propriétés

Pipette plastique souple et translucide permettant de délivrer de petites quantités de liquide (goutte par goutte).

Les différentes bagues de couleur permettent d'identifier le liquide contenu dans chaque pipette si plusieurs d'entre elles sont utilisées simultanément.

Mode d'emploi

Le liquide à délivrer est aspiré par la partie pompe de la pipette préalablement manuellement pressurisée. Le liquide est ensuite délivré à la sortie de l'embout fin de la pipette dans le canal radiculaire ou la chambre pulpaire. Le dosage du liquide se fait en générant une pression sur la partie pompe de la pipette.

Solutions compatibles à délivrer

Les composants de la pipette ont de bonnes propriétés de compatibilité avec une large gamme de liquides. Les liquides suivants ont été validés pour une utilisation sûre avec cette pipette: solvant à base d'huile essentielle d'orange, solvant à base d'eucalyptus, EDTA 17%, hypochlorite de sodium jusqu'à 6%, chlorhexidine 2%, eau distillée.

Réactions indésirables et contre-indication

Aucune connue.

Précaution d'emploi et mise en garde

La pipette plastique est un dispositif à usage unique. Ne pas la réutiliser afin d'éviter une contamination croisée entre différents patients/liquides, ainsi qu'une dégradation du produit.

Ne pas déconnecter les différentes parties de la pipette. Ne pas utiliser en cas de fuite.

Les solvants à base d'huile essentielle d'orange et d'eucalyptus ne doivent pas être conservés dans la pipette pendant plus de 10 minutes.

Ne pas stériliser avant utilisation. Il n'est pas nécessaire de désinfecter le produit avant utilisation.

Stockage

Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière directe.

Durée de conservation

5 ans. Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée.

Elimination

Éliminer chaque pipette selon la réglementation locale.

Conditionnement – Description

	REF
Boîte de 5 pipettes plastiques 0,3ml	11750
Boîte de 25 pipettes plastiques 0,3ml	11754
Boîte de 5 pipettes plastiques 1 ml	11752
Boîte de 25 pipettes plastiques 1 ml	11757
Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse.	

GEBRAUCHSANWEISUNG	DE
--------------------	----

Plastikpipetten

Bestimmungsgemäße Verwendung

Produkt zur Abgabe kleiner Flüssigkeitsmengen in den Wurzelkanal oder die Pulpahöhle während einer endodontischen oder restaurativen Behandlung.

Eigenschaften

Flexible und durchsichtige Plastikpipetten für die Abgabe kleiner Flüssigkeitsmengen (tropfenweise).

Bei Gebrauch mehrerer Pipetten gleichzeitig lässt sich anhand der Ringfarbe die in der jeweiligen Pipette enthaltene Flüssigkeit identifizieren.

Gebrauchsanweisung

Die abzugebende Flüssigkeit wird vom Pumpenteil der Pipette angesaugt, der zuvor manuell unter Druck gesetzt wurde. Die Flüssigkeit wird anschließend an der Auslassöffnung der dünnen Pipettenspitze in die Wurzelkanalanatomie / Pulpahöhle abgegeben. Das Dosieren / Ausgeben der Flüssigkeit erfolgt durch Druckerzeugung am Pumpenteil der Pipette.

Kompatible Abgabelösungen

Die Komponenten der Pipette weisen eine gute Kompatibilität mit einer großen Bandbreite von Flüssigkeiten auf. Die folgenden Flüssigkeiten wurden für die sichere Verwendung mit dieser Pipette validiert: Orangenöl-Lösungsmittel, Eukalyptol-Lösungsmittel, EDTA 17%, Natriumhypochlorit bis zu 6%, Chlorhexidin 2%, destilliertes Wasser.

Unerwünschte Reaktionen und Kontraindikationen

Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Die Plastikpipetten ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden, da ansonsten das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Patienten/Flüssigkeiten oder einer Beeinträchtigung des Produkts besteht.

Die einzelnen Teile der Pipette nicht voneinander trennen. Bei Undichtigkeit nicht verwenden.

Orangenöl-Lösungsmittel und Eukalyptol-Lösungsmittel sollten nicht länger als 10 Minuten in der Pipette aufbewahrt werden.

Vor Gebrauch nicht sterilisieren. Eine Desinfektion vor der Verwendung ist nicht erforderlich.

Lagerung

Vor direktem Licht geschützt lagern. Bei Raumtemperatur lagern.

Halbbarkeitsdauer

5 Jahre. Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Entsorgung

Die Pipetten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Beschreibung der Verpackung

	REF
Packung mit 5 Plastikpipetten 0,3ml	11750
Packung mit 25 Plastikpipetten 0,3ml	11754
Packung mit 5 Plastikpipetten 1 ml	11752
Packung mit 25 Plastikpipetten 1 ml	11757
Für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch. Hergestellt in der Schweiz.	

ISTRUZIONI PER L'USO	IT
----------------------	----

Pipette di plastica

Uso previsto

Dispositivo per l'erogazione di piccole quantità di liquido nel canale radicolare o nella camera pulpare durante il trattamento endodontico o restaurativo.

Proprietà

Pipetta di plastica flessibile e traslucida per l'erogazione di piccole quantità di liquido (goccia dopo goccia).

Se si utilizzano più pipette contemporaneamente, i diversi anelli codificati per colore consentono di identificare il liquido contenuto in ciascuna di esse.

Istruzioni per l'uso

Il liquido da erogare viene aspirato dalla pompa della pipetta precedentemente pressurizzata manualmente. Il liquido viene quindi erogato all'anatomia del canale radicolare/camera pulpare all'uscita della punta fine della pipetta. L'erogazione/emissione del liquido avviene generando pressione sulla pompa della pipetta.

Soluzioni di erogazione compatibili

I componenti della pipetta hanno buone proprietà di compatibilità con un'ampia gamma di liquidi.

I seguenti liquidi sono stati convalidati per un utilizzo sicuro con questa pipetta: solvente all'olio d'arancio, solvente all'eucaliptolo, EDTA al 17%,

ipoclorito di sodio fino al 6%, clorexidina al 2%, acqua distillata.

Reazioni avverse e controindicazioni

Nessuna nota.

Precauzioni e avvertenze

La pipetta di plastica è un dispositivo monouso. Non riutilizzarla al fine di evitare la contaminazione crociata tra pazienti diversi/liquido o degradazione del prodotto.

Non scollegare le singole parti della pipetta. Non utilizzare in caso di perdite.

Il solvente all'olio di arancio e il solvente all'eucaliptolo non devono essere conservati nella pipetta per più di 10 minuti.

Non sterilizzare prima dell'uso. Non occorre eseguire la disinfezione prima dell'uso.

Conservazione

Tenere lontano dalla luce diretta. Conservare a temperatura ambiente.

Durata di conservazione

5 anni. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Smaltimento

Eliminare ogni pipetta secondo la normativa locale.

Descrizione dell'imballaggio

	REF
Scatola da 5 pipette di plastica da 0,3 ml	11750
Scatola da 25 pipette di plastica da 0,3 ml	11754
Scatola da 5 pipette di plastica da 1 ml	11752
Scatola da 25 pipette di plastica da 1 ml	11757
Per uso dentale professionale. Fabbricato in Svizzera.	

INSTRUCCIONES DE USO	ES
----------------------	----

Pipetas de plástico

Uso previsto

Este dispositivo está indicado para administrar pequeñas cantidades de líquido en el conducto radicular o la cámara pulpar durante los tratamientos endodónticos o restauradores.

Propiedades

Es una pipeta de plástico flexible y translúcida para administrar pequeñas cantidades de líquido (gota a gota).

Los anillos marcados con colores diferentes permiten identificar la cantidad de líquido contenido en cada pipeta en caso de que se utilicen varias de ellas simultáneamente.

Instrucciones de uso

El líquido que se va a administrar se absorbe mediante el tubo de aspiración en el extremo de la pipeta; la presión se ejerce previamente de forma manual. A continuación, el líquido se aplica en la anatomía del conducto radicular o la cámara pulpar por el orificio de salida de la punta fina de la pipeta. El líquido se dosifica/expele presionando el tubo de aspiración en el extremo de la pipeta.

Soluciones de administración compatibles

Los componentes de la pipeta ofrecen buena compatibilidad con una amplia gama de líquidos. Los siguientes líquidos han sido validados para un uso seguro con esta pipeta: disolvente de aceite de naranja, disolvente de eucaliptol, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17 %, hipoclorito de sodio hasta al 6 %, clorhexidina al 2 %, agua destilada.

Reacciones adversas y contraindicaciones

Ninguna conocida.

Precauciones y advertencias

La pipeta de plástico es un dispositivo de un solo uso. No la reutilice para evitar la contaminación cruzada entre diferentes pacientes/líquidos o la degradación del producto.

No desprenda las partes individuales de la pipeta. No utilizar en caso de fuga.

El disolvente de aceite de naranja y el disolvente de eucaliptol no deben permanecer en la pipeta durante más de 10 minutos.

No esterilizar antes del uso. No es necesario desinfectar antes de su uso.

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz del sol. Almacenar a temperatura ambiente.

Periodo de conservación

5 años. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

Eliminación

Eliminar las pipetas según la normativa local.

	REF
Caja de 5 pipetas de plástico de 0,3 ml	11750
Caja de 25 pipetas de plástico de 0,3 ml	11754
Caja de 5 pipetas de plástico de 1 ml	11752
Caja de 25 pipetas de plástico de 1 ml	11757
Para uso profesional odontológico. Hecho en Suiza.	

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	PT
--------------------------	----

Pipetas de plástico

Utilização prevista

Dispositivo para a administração de pequenas quantidades de líquido no canal radicular ou na câmara pulpar durante tratamentos endodónticos ou de restauração.

Propriedades

Pipeta de plástico translúcido e flexível para a administração de pequenas quantidades de líquido (gota a gota). Os diferentes anéis codificados por cores permitem identificar o líquido contido em cada pipeta se forem utilizadas várias em simultâneo.

Instruções de utilização

O líquido a ser administrado é aspirado pela parte da bomba da pipeta previamente pressurizada manualmente. O líquido é então distribuído para a anatomia do canal radicular/câmara pulpar na saída da ponta fina da pipeta. A dosagem/expulsão do líquido é obtida pela geração de pressão na parte da bomba da pipeta.

Soluções de administração compatíveis

Os componentes da pipeta têm boas propriedades de compatibilidade com uma grande variedade de líquidos. Os seguintes líquidos foram validados relativamente a uma utilização segura com esta pipeta: sol-vente de óleo de laranja, solvente de eucaliptol, EDTA a 17 %, hipoclorito de sódio até 6 %, clorexidina a 2 %, água destilada.

Reações adversas e contraindicações

Nenhuma conhecida.

Precauções e advertências

A pipeta de plástico é um dispositivo descartável. Não reutilize para evitar a contaminação cruzada entre diferentes pacientes/líquidos ou a degradação do produto.

Não separe as peças individuais da pipeta. Não utilize em caso de fugas. O solvente de óleo de laranja e o solvente de eucaliptol não devem ser conservados na pipeta por mais de 10 minutos.

Não esterilize antes de utilizar. Não há necessidade de desinfeção antes da utilização.

Conservação

Mantenha afastado da luz direta. Conserve à temperatura ambiente.

Prazo de validade

5 anos. Não utilize o produto após o prazo de validade.

Eliminação

Elimine cada pipeta de acordo com os regulamentos locais.

	REF
Caixa com 5 pipetas de plástico de 0,3ml	11750
Caixa com 25 pipetas de plástico de 0,3ml	11754
Caixa com 5 pipetas de plástico de 1 ml	11752
Caixa com 25 pipetas de plástico de 1 ml	11757
Para uso profissional odontológico. Fabricado na Suíça.	

BRUKSANVISNING	NO
----------------	----

Plastpipetter

Tiltenkt bruk

Enhet for levering av små mengder væske til rotkanalen eller nervekammeret under endodontisk eller gjenopprettende behandling.

Egenskaper

Fleksibel og gjennomsiktig plastpipette for levering av små mengder væske (dråpevis). De forskjellige fargekodede ringene gjør det mulig å identifisere væsken i hver pipette hvis flere av dem brukes samtidig.

Bruksanvisning

Væsken som skal leveres, suges av pumpedelen av pipetten som tidligere ble satt under trykk manuelt.

Væsken leveres deretter til rotkanalens anatomi/massekammer ved utløp av pipettens tynne spiss. Dosering/utpumping av væsken gjøres ved å sette trykk på pumpedelen av pipetten.

Kompatible løsninger

Komponentene i pipetten har gode kompatibilitetsegenskaper med et stort utvalg av væsker. Følgende væsker er validert for sikker bruk med denne pipetten: appelsinløseløsemiddel, eukalyptolløsemiddel, EDTA 17 %, natriumhypokloritt opptil 6 %, klorhexidin 2 %, destillert vann.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Forholdsregler og advarsler

Plastpipetten er utstyrt til engangsbruk. Skal ikke brukes på nytt, dette for å unngå krysskontaminering mellom forskjellige pasienter/væsker eller forringelse av produktet.

Ikke koble fra de individuelle delene av pipetten. Skal ikke brukes hvis det oppstår lekkasje.

Appelsinløjeløsemiddel og eukalyptolløsemiddel skal ikke oppbevares i pipetten i mer enn 10 minutter.

Skal ikke steriliseres før bruk. Det er ikke behov for desinfisering før bruk.

Oppbevaring

Holdes unna direkte lys. Oppbevares ved romtemperatur.

Holdbarhet

5 år. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen.

Avhending

Kast hver pipette i henhold til lokale forskrifter.

	REF
Boks med 5 plastpipetter på 0,3 ml	11750
Boks med 25 plastpipetter på 0,3 ml	11754
Boks med 5 plastpipetter på 1 ml	11752
Boks med 25 plastpipetter på 1 ml	11757
For bruk av tannleger. Produsert i Sveits.	

