



**FKG**  
swiss endo

# RACE® EVO



**THE  
RACE  
LEGACY\***

**SÛR. EFFICACE. CONTRÔLABLE.**

[www.fkg.ch/race-evo](http://www.fkg.ch/race-evo)


\*L'HÉRITAGE RACE

# Un Héritage Enrichi par l'Évolution

**RACE® EVO** constitue l'évolution ultime de notre système rotatif RaCe, très apprécié et qui a fait ses preuves. Les caractéristiques originales de RaCe, très fiables, associées à un traitement thermique exclusif et à une vitesse de rotation plus élevée, rendent les instruments **RACE® EVO** encore plus sûrs, plus faciles à contrôler et plus efficaces que jamais.

Le traitement thermique exclusif associé aux caractéristiques héritées de RaCe procure une parfaite combinaison de résistance, de durabilité et de contrôle. Grâce à une résistance inégalée à la fatigue cyclique, à une efficacité de coupe optimisée mais non intrusive, et à un faible effet de vissage, **RACE® EVO** a été conçu pour offrir une sécurité optimale.

Le traitement thermique spécifique de **RACE® EVO** offre des propriétés mécaniques sans précédent, qui à leur tour lui confèrent une vitesse plus élevée, et donc un traitement plus rapide et plus confortable pour les patients.




Le design de RaCe et plus de 20 ans de performances fiables, combinées à une vitesse plus élevée, apportent une efficacité accrue aux instruments **RACE® EVO** assortie d'une sensation de familiarité.

\* FKG recommande une utilisation des instruments RACE® EVO à 1'000 tr/min.

# Votre Approche. Votre Choix.

**RACE® EVO** vous permet de choisir votre approche thérapeutique. Grâce à notre sélection complète d'instruments, vous pouvez traiter avec succès un vaste éventail d'anatomies canales. Commencez simplement par votre séquence d'instruments de base, puis passez facilement à une taille supérieure pour une mise en forme de canal plus large si nécessaire.



## UNE SEULE SÉQUENCE POUR LA PLUPART DE VOS CAS

CATHÉTÉRISME    MISE EN FORME INITIALE    MISE EN FORME FINALE



\* Sélectionnez l'instrument de mise en forme en fonction de votre approche thérapeutique.

## Une Flexibilité Accrue pour un Nouveau Niveau de Confiance

Les instruments **RACE® EVO** conservent les mêmes caractéristiques de conception que les instruments RaCe, tout en bénéficiant d'une flexibilité accrue. Le traitement thermique exclusif (reconnaissable à la couleur bleue de l'instrument) offre une flexibilité jusqu'à 1,4 fois supérieure à celle de RaCe, pour des performances supérieures et une progression plus fluide.



Pré-opératoire



Post-opératoire


FLEXIBILITÉ  
x 1,4\*

© Dr. Andreas Krokidis (Grèce), Tous droits réservés

## Meilleure Résistance à la Fatigue Cyclique

**RACE® EVO** offre une résistance à la fatigue cyclique pouvant être jusqu'à 2,8 fois supérieure à celle de son prédécesseur, RaCe. Cela réduit le risque de rupture des instruments et permet une vitesse de rotation plus élevée, améliorant ainsi la sécurité et le confort du patient.

RÉSISTANCE  
x 2,8\*\*




\* Sur la base de résultats de laboratoire interne, en utilisant RACE® EVO 4%.

\*\* Basé sur des résultats de laboratoire interne ; temps jusqu'à fracture à la vitesse recommandée.

## Une Meilleure Efficacité de Coupe


La conception triangulaire à arêtes tranchantes du **RACE® EVO**, combinée à une vitesse de rotation plus élevée, permet d'obtenir une efficacité de coupe jusqu'à 1,5 fois supérieure à celle de RaCe.

EFFICACITÉ  
x 1,5\*



## Guidée par un Contrôle Absolu depuis plus de 20 Ans

Outre une flexibilité accrue, une meilleure résistance à la fatigue cyclique et des capacités de coupe optimisées, les instruments **RACE® EVO** offrent les mêmes avantages que notre système RaCe, qui a fait ses preuves.



Le design exclusif de notre arête de coupe alternative brevetée réduit l'effet de vissage, ce qui permet de mieux contrôler la progression de l'instrument dans le canal.



La pointe de sécurité arrondie unique de RACE® EVO permet de garantir une progression efficace de l'instrument le long du canal.

\* Sur la base de résultats de laboratoire interne, en utilisant RACE® EVO 4%.

# RACE® EVO

Avantages du design RaCe avec traitement thermique ajouté et utilisation d'une vitesse plus élevée :



**+ 40%\***

**flexibilité accrue**

**x 2,8\***

**meilleure résistance à la fatigue cyclique**

**+ 50%\***

**efficacité de coupe améliorée**

\* Sur la base de résultats de laboratoire interne, comparé à l'équivalent RaCe®.

## Références Produits

SEQUENCES			
<b>RACE EVO 4% sequence</b> (3 files per blister)			
15/.04	21mm	S1.7B0.00.SCV.FK	}
25/.04	25mm	S1.7B0.00.SCW.FK	
30/.04	31mm	S1.7B0.00.SCX.FK	
<b>RACE EVO 6% sequence</b> (3 files per blister)			
15/.04	21mm	S1.7B0.00.SCY.FK	}
25/.04	25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK	
25/.06	31mm	S1.7B0.00.SDA.FK	
RECHARGE			
<b>RACE EVO 15/.04</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.ODG.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DH.FK	
<b>RACE EVO 25/.04</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DI.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GB.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DJ.FK	
<b>RACE EVO 30/.04</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DK.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GC.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DL.FK	
<b>RACE EVO 40/.04</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DM.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GE.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DN.FK	
<b>RACE EVO 50/.04</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DO.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GF.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DP.FK	
<b>RACE EVO 25/.06</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DQ.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GH.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DU.FK	
<b>RACE EVO 30/.06</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DV.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GI.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0DW.FK	
<b>RACE EVO 35/.06</b>			
6x	21mm	S1.7B0.00.0DX.FK	}
6x	25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK	
6x	31mm	S1.7B0.00.0GU.FK	

● Approche 4%    ● Approche 6%

POINTES PAPIER		
<b>Boîte de 200 Pointes papier</b>		
	<b>30/.04</b>	08.610.04.030.BC
	<b>40/.04</b>	08.610.04.040.BC
	<b>50/.04</b>	08.610.04.050.BC
	<b>25/.06</b>	08.610.06.025.BC
	<b>30/.06</b>	08.610.06.030.BC
	<b>35/.06</b>	08.610.06.035.BC
GUTTA PERCHA		
<b>Boîte de 60 Gutta Percha</b>		
	<b>30/.04</b>	08.600.04.030.RE
	<b>40/.04</b>	08.600.04.040.RE
	<b>50/.04</b>	08.600.04.050.RE
	<b>25/.06</b>	08.600.06.025.RE
	<b>30/.06</b>	08.600.06.030.RE
	<b>35/.06</b>	08.600.06.035.RE
TOTALFILL® BC POINTS™		
<b>Boîte de 60 BC Points</b>		
	<b>30/.04</b>	08.650.04.030.RE
	<b>40/.04</b>	08.650.04.040.RE
	<b>50/.04</b>	08.650.04.050.RE
	<b>25/.06</b>	08.650.06.025.RE
	<b>30/.06</b>	08.650.06.030.RE
	<b>35/.06</b>	08.650.06.035.RE
TOTALFILL® BC SEALER™		
<b>Seringue 2g + 15 TotalFill BC Tips</b>		
		08.650.00.007.XX
TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
<b>Boîte de 60 BC Points HiFlow</b>		
	<b>30/.04</b>	08.650.04.030.HF
	<b>40/.04</b>	08.650.04.040.HF
	<b>50/.04</b>	08.650.04.050.HF
TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
<b>Seringue 1,5g + 15 TotalFill BC Tips</b>		
		08.650.00.008.XX

[www.fkg.ch/race-evo](http://www.fkg.ch/race-evo)

**FKG Dentaire Sàrl**  
Le Crêt-du-Loche 4  
2322 Le Crêt-du-Loche  
Switzerland  
T +41 32 924 22 44

[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)  
[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

