

TRON
moving technology



dentalart

back&forth

Stiloso e maneggevole, con un design slim salva-spazio e add-on per aggiungere funzionalità, TRON ridefinisce la categoria dei carrelli all-in-one per la movimentazione della tecnologia all'interno dello studio.

Stylish and easy to handle, with space-saving slim design and add-ons to add functionality, TRON redefines the category of all-in-one trolleys for moving technology within the dental surgery.

TRON redéfinit les standards des chariots all-In-one, pour le transfert d'équipements à l'intérieur de tout cabinet, grâce à son dessin souple et de grande classe, avec encombrement réduit, et dispositifs supplémentaires pour plus de fonctionnalité.

Stilvoll und einfach zu handhaben, mit einem schlanken Design, das den Platz reduziert, und Add-Ons, um die Funktionalität zu erweitern, ist TRON die Neudefinition der Kategorie der All-in-One-Trolleys für die Handhabungstechnik in der Zahnpraxis.

Dimensioni/Size/Dimensions/Abmessungen

L54,5 H86 D51cm

Piano di lavoro/Worktop/Plan de travail/Arbeitsplatte

L50 D45cm

Materiali/Materials/Matériaux/Material

Metallo verniciato: bianco WA005, grigio WA7021 opaco

Painted steel plate: white WA005, grey WA7021 matt

Toile peinte : blanc brillant WA005, gris mat WA7021

Lackiertes Metall: weiß WA005, grau WA7021 matt

tron



readytogo

La configurazione standard di TRON è l'ideale per lavorare con scanner e notebook. Il corpo affusolato, principale segno distintivo, è inoltre la sede di raccolta dei cavi, finalmente invisibili e ordinati.

The standard configuration of TRON is perfect for working with scanners and notebooks. The tapered body, its main distinguishing feature, is also the place where cables are collected, finally invisible and tidy.

La configuration de TRON devient ainsi idéale pour travailler avec scanners et ordinateurs portables. Son corps allongé, qui est son trait distinctif, a été expressément conçu pour rassembler les cable à l'intérieur, et les cacher ainsi à la vue.

Die Standardkonfiguration von TRON ist ideal für die Arbeit mit Scannern und Notebooks. Das schlanke Korpus, das wichtigste Erkennungszeichen, ist auch der Ort, an dem Kabel gesammelt werden, endlich unsichtbar und ordentlich.

monitor Un add-on per aggiungere a TRON un monitor o PC all-in-one con attacco VESA. Supporto orientabile, adatto per monitor fino a 27" e 4kg.

monitor Add-on for working with a monitor or any all-in-one PC with VESA support. Adjustable support, suitable for monitors up to 27" and 4kg.

ecran Dispositif supplémentaire pour équiper TRON avec un écran ou un ordinateur All-In-One doté de support VESA. Dispositif orientable, indiqué pour écran jusqu'à 27 pouces et 4kg.

monitor Ein Add-On zum Zusatz eines All-in-One-Displays oder PCs mit VESA-Halterung zu TRON. Verstellbare Halterung, geeignet für Monitore bis 27" und 4kg.

+display





+ power

multipresa Un addon indispensabile se usi il gruppo di continuità, ma anche se credi che più ordine significhi lavorare meglio.

multi-socket An essential upgrade if you use the UPS, but also if you believe that more order means working better.

multipresa Dispositif indispensable partout où une alimentation sans interruption est prévue. Car plus d'ordre va de pair avec plus d'efficacité, n'est-ce pas ?

multi-socket Ein unverzichtbare Upgrade, wenn Sie die USV nutzen, aber auch, wenn Sie glauben, dass mehr Ordnung bedeutet, besser zu arbeiten.

spazio Rendere TRON autonomo con un gruppo di continuità: puoi farlo aumentando lo spazio utile inferiore, anche su entrambi i lati, e alloggiare altri dispositivi o un case Tower/MiniTower. Larghezza regolabile 10/20cm.


space Making TRON independent with an uninterruptible power supply: you can do this by increasing the lower usable space, even on both sides, and house other devices or a Tower / MiniTower case. Adjustable width 10/20cm.

espace Pour plus d'autonomie, TRON peut être équipé avec une alimentation sans interruption, tout en rajoutant des dispositifs supplémentaires à la base, sur un côté ou sur les deux, où insérer d'autres équipements ou des Tower / MiniTower. Largeur réglable entre 10 et 20cm.

platz TRON mit einer USV unabhängig machen: Sie können dies tun, indem Sie die untere Nutzfläche vergrößern, sogar auf beiden Seiten, und andere Geräte oder ein Tower- / MiniTower-Gehäuse unterbringen. Verstellbare Breite 0/20cm.

+ space





«Still, I find you there next to me»