

Décontaminant des conduits d'eau

METASAN® P convainc par ses qualités

- > pour la décontamination permanente de l'eau et des conduits d'eau
- > solution prête à l'emploi à 1,41 % de peroxyde d'hydrogène
- > compatible avec le matériel
- > large spectre d'action
- > agent prévenant la colonisation de biofilm
- > avec action longue durée
- > CE 0044



pour
fauteuils
Dentsply
Sirona

Solution à 1,41 % pour la désinfection de l'eau de traitement dans les unités dentaires, à base de peroxyde d'hydrogène

La contamination d'unités dentaires avec des micro-organismes est un problème sérieux. L'eau germinée et contaminée dans les conduits aquifères représente un risque sanitaire important. Une désinfection de l'eau de traitement est essentielle à la fois pour la protection du patient et du personnel soignant. Avec METASAN® P - produit de traitement de l'eau à action prolongée - en combinaison avec les systèmes d'assainissement d'eau Dentsply Sirona, cette protection peut être réalisée de la meilleure façon possible.

Données de base METASAN® P

À utiliser exclusivement pour les unités dentaires Dentsply Sirona. Veuillez respecter les instructions d'utilisation correspondantes. CE 0044

Substance active peroxyde d'hydrogène

Référence* 60040021 METASAN® P, 6 bouteilles de 1000 ml

DM Classe IIa. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Produit non remboursable par les organismes d'assurance maladie.

* Le prix s'entend net HT, tarif détail conseillé. Sous réserve d'erreurs ou de modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

