



# Predicta<sup>®</sup> desensitizer

## BIOACTIVE

Predicta<sup>®</sup> Bioactive Desensitizer traite l'hypersensibilité dentinaire en utilisant les ions qui se trouvent naturellement dans la dent (calcium et phosphate) et en les restituant sous forme de précipités d'hydroxyapatite qui bloquent rapidement les tubules ouverts.

Hautement biocompatible, car aucun méthacrylate ou produit chimique irritant pour les tissus mous n'est utilisé lors de sa fabrication.

### Traite l'hypersensibilité de la dentine due à:

- ✓ racines exposées après une chirurgie parodontale
- ✓ procédures d'éclaircissement dentaire
- ✓ détartrage ou surfaçage radiculaire
- ✓ récession gingivale

Produits disponibles chez les principaux distributeurs. Pour en savoir plus contacter [infoeurope@parkell.com](mailto:infoeurope@parkell.com) |  +46 708 593481 (intélocuteur en français). Parkell est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE. Produit mentionné de classe IIa.

